

Sanotherm



Sanotherm to metoda leczenia promieniowaniem podczerwonym. Mata sanotherm emituje dwa zakresy promieniowania podczerwonego:

- I zakres 16-18°C ? fale długie ? mała intensywność, duża przenikalność w głąb tkanek,
- II zakres 22-24°C ? fale krótkie ? wyższa intensywność, małe przenikanie w głąb tkanek.

Działanie:

- miejscowa poprawa krążenia,
- pobudzenie procesów metabolicznych,
- przyspieszenie procesu gojenia następstw urazów stawów i części miękkich kończyn,
- przeciwbólowe,
- rozluźniające mięśnie.

Czas trwania zabiegu: 10 minut lub według wskazań lekarza.

Informacja dla pacjenta

Należy:

- zgłosić się na zaplanowaną godzinę,
- przynieść prześcieradło lub ręcznik,
- na zabieg przychodzić bez biżuterii, zegarków i telefonów

komórkowych.